

ค่าบริการ

ตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม / น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท / น้ำที่ใช้ในการผลิต

รายละเอียดบริการ

ตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม / น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท / น้ำที่ใช้ในการผลิต

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524)

วัตถุประสงค์

เป็นการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม / น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท / น้ำที่ใช้ในการผลิต

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524) หรือ ตรวจสอบคุณภาพ (ระบุรายการ)

รายการทดสอบ (13 รายการ)

ลำดับ	รายการ	ค่าตรวจวิเคราะห์
1	ค่าความเป็นกรด-ด่าง	200
2	ปริมาณสารทั้งหมด	300
3	ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต	300
4	ตะกั่ว	800
5	เหล็ก	800
6	แมงกานีส	800
7	ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน	600
8	คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน	600
9	ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน	600
10	Coliforms MPN	400

ลำดับ	รายการ	ค่าตรวจวิเคราะห์
11	Escherichia coli	700
12	Staphylococcus aureus	800
13	Salmonella spp.	800
	รวม	7,700

สิ่งที่ส่งมอบ (สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ)

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำดื่ม / น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท / น้ำที่ใช้ในการผลิต
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2524)

ขั้นตอนการให้บริการ

1. เตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับตรวจวิเคราะห์

- น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ในรูปแบบที่ผลิตพร้อมจำหน่าย

ขวดพลาสติก 600 มล. 12 ขวด หรือ ขนาด 950 มล. 6 ขวด หรือ ถัง 20 ลิตร 1 ถัง (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

- น้ำดื่มผ่านเครื่องกรอง ที่ไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่าย

ขวดพลาสติก 1.5 ลิตรจำนวน 3 ขวด และขวดฆ่าเชื้อ 1 ขวด (หากไม่มีขวดฆ่าเชื้อสามารถติดต่อขอยืมได้ที่ศูนย์ฯ)

2. กรอกแบบฟอร์มคำขอรับบริการ ณ วันส่งตัวอย่าง หรือ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่

<https://rmsc1.dmsc.moph.go.th/downloaddoc/theme/indexfood.php>

3. นำส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์พร้อมแนบแบบฟอร์มคำขอรับบริการ

4. ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ 23 วันทำการ

5. ลูกค้าสามารถรับรายงานผลได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งรายงานผลทางไปรษณีย์ และ E-mail