

ข้อบริการ

ตรวจวิเคราะห์น้ำแข็ง / น้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็ง

รายละเอียดบริการ

ตรวจวิเคราะห์น้ำแข็ง / น้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527)

วัตถุประสงค์

เป็นการตรวจวิเคราะห์น้ำแข็ง / น้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) หรือ ตรวจสอบคุณภาพ (ระบุรายการ)

รายการทดสอบ (14 รายการ)

ลำดับ	รายการ	ค่าตรวจ วิเคราะห์
1	ค่าความเป็นกรด-ด่าง	200
2	ปริมาณสารทั้งหมด	300
3	คลอรีนตกค้าง	250
4	ความกระด้างทั้งหมดโดยคำนวณเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต	300
5	ตะกั่ว	800
6	เหล็ก	800
7	แมงกานีส	800
8	ฟลูออไรด์โดยคำนวณเป็นฟลูออรีน	600
9	คลอไรด์โดยคำนวณเป็นคลอรีน	600
10	ไนเตรทโดยคำนวณเป็นไนโตรเจน	600
11	Coliforms MPN	400
12	Escherichia coli	700
13	Staphylococcus aureus	800
14	Salmonella spp.	800
	รวม	7,950

สิ่งที่ส่งมอบ (สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับ)

รายงานผลการวิเคราะห์น้ำแข็ง / น้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็ง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ. 2527)

ขั้นตอนการให้บริการ

1. เตรียมตัวอย่างผลิตภัณฑ์สำหรับตรวจวิเคราะห์
 - น้ำแข็ง ในรูปแบบที่ผลิตพร้อมจำหน่าย หรือบรรจุถุง 1 กก. จำนวน 6 ถุง
 - น้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็ง ขวดพลาสติก 1.5 ลิตรจำนวน 3 ขวด และขวดฆ่าเชื้อ 1 ขวด (หากไม่มีขวดฆ่าเชื้อสามารถติดต่อขอยืมได้ที่ศูนย์ฯ)
2. กรอกแบบฟอร์มคำขอรับบริการ ณ วันส่งตัวอย่าง หรือ สารถาวนโหลดแบบฟอร์มได้ที่ <https://rmisc1.dmsc.moph.go.th/downloaddoc/theme/indexfood.php>
3. นำส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์พร้อมแนบแบบฟอร์มคำขอรับบริการ
4. ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ 23 วันทำการ
5. ลูกค้าสามารถรับรายงานผลได้ด้วยตนเอง หรือจัดส่งรายงานผลทางไปรษณีย์ และ E-mail